





Fikseringshjælpemidler ved CT- og MR-undersøgelser



Nye produkter




ProBelt **NYHET**

Fullt hygieniske CT-belter og -fikseringssystemer

ProBelt er det første beltet helt uten borrelås, beregnet til å fikse pasienter på CT-bordet. Beltet kan brukes sammen med alle typer datatomografer.

- Hygienisk (polyuretanfolie uten borrelåslukninger)
- Feste med adapter for alle typer CT-bord
- Justeres enkelt til pasientens mål ved hjelp av hekker



CT-bordbeskyttelse **NYHET**

DT-bordbeskyttelsen er laget av polyuretanfolie og finnes til ulike typer CT-bord.

- Motstandsdyktig overflate som også tåler avtøring med 90 % medisinsk sprit
- Ekstra sikker takket være sidebeskyttelse
- Laget av slitesterkt materiale og med høy kvalitet

Pearltec Fikseringshjelpemidler

MULTIPAD-produkter

De fleksible og allsidige Multipad-produktene gir optimale forutsetninger for å plassere og fikserer pasienter ved MR-undersøkelser av hode og ekstremiteter.



MULTIPAD Standard

Art. 151012

Størrelse: 17 x 6 cm. Tykkelse 2 – 5 cm

MULTIPAD Standard egner seg spesielt i situasjoner der det ikke finnes spesifikke restriksjoner.



MULTIPAD Pluss

Art. 151022

Størrelse: 17 x 11 cm. Tykkelse 2 – 5 cm

MULTIPAD Pluss egner seg til å fylle større mellomrom.



MULTIPAD Slim

Art. 151071

Størrelse 17 x 9 cm. Tykkelse 1 – 3 cm

MULTIPAD Slim brukes når det er trangt.



MULTIPAD Ører

Art. 151104

Størrelse: 17 x 10 cm. Tykkelse: 1 – 4 cm

MULTIPAD Ører egner seg til å fikserer hodet til pasienten ved en MR-undersøkelse der det brukes hodetelefoner eller øreplugger.




MULTIPAD Bendy

Art. 151108

Størrelse: 23 x 9 cm. Tykkelse: 1 – 4 cm


MULTIPAD Bendy passer godt til flere typer undersøkelser, særlig ved bruk av fleksible spoler.



MULTIPAD Research Kit

Art. 155004

MULTIPAD Research Kit er en utstyrspakke som inneholder MULTIPAD Ører, Bendy og Slim, MULTIPAD-beskyttelse, håndpumpe med manometer, konnektorer, slanger og slangeklemmer.



Pearltec Fikseringshjelpemidler

CT HodeFiks

CT HodeFiks gir integrert, hurtig og hygienisk fiksering av pasientens hode ved en CT-undersøkelse. Produktet passer til de fleste hodestøttene.



CT HodeFiks

Art. 111105

Fikseringshjelp for hodet i DT-hodestøtten.
Passer til de fleste hodestøttene.



Pearltec Fikseringshjelpemidler

CRANIA

CRANIA-produktene tilbyr optimal posisjonering og fiksering av pasienten ved MR-undersøkelser av hodet. Plasseringen av trykkputene gjør det mulig å dempe bevegelsene til pasienten i tre retninger. Slik reduseres påvirkningen av kroppsbevegelser.



CRANIA Voksen

Art. 151001

Crania Voksen egner seg spesielt til forskningsorienterte undersøkelser, for eksempel fMRI/EEG.



CRANIA Barn

Art. 151004

CRANIA Barn egner seg til undersøkelser av barn over tre år.

Pearltec Fikseringshjelpemidler

BabyFiks Kokong

BabyFiks Kokong gjør det mulig å gjennomføre en sikker og varsom MR-undersøkelse av nyfødte.



BabyFiks Kokong

Art. 111107

Fikseringshjelp til nyfødte (2 – 5 kg) ved MR-undersøkelser.



Håndvakuumpumpe

Art. 155355

Håndvakuumpumpen kan brukes i MR-miljøer.



Pearltec Hygienisk beskyttelse

Cover

Pearltec hygienisk beskyttelse gjør at bruken av Multipad produkter og hodetelefoner blir sikrere og mer behagelig for pasienten.




Beskyttelse til MULTIPAD

Art. 151101

Pakke med 100 beskyttelser.

Hygienisk engangsbeskyttelse til MULTIPAD-produkter.



Beskyttelse til hodetelefoner

Art. 151106


Pakke med 100 beskyttelser.

Hygienisk engangsbeskyttelse til hodetelefoner.

Pearltec Fikseringshjelpemidler

PearlFit


PearlFit fikseringshjelpemidler kan brukes for å oppnå en stabil, men likevel behagelig stilling for pasienten ved alle radiologiske undersøkelser.



PearlFit Pute

22 x 8 x 1 cm	Art. 151136
27 x 6 x 1 cm	Art. 151145
30 x 11 x 2 cm	Art. 151137
30 x 20 x 4 cm	Art. 151114
50 x 20 x 4 cm	Art. 151124
50 x 30 x 7 cm	Art. 151115
50 x 30 x 10 cm	Art. 151116
50 x 50 x 5 cm	Art. 151142
130 x 60 x 10 cm	Art. 151120
200x 75 x 7 cm	Art. 151140

Avhengig av størrelsen egner seg PearlFit-puter svært godt til å stabilisere pasienten uten ubehagelig trykk.



PearlFit Kile

26 x 25 x 7 cm	Art. 151117
30 x 50 x 15 cm	Art. 151138
56 x 50 x 25 cm	Art. 151132

PearlFit Kile brukes til å skape vinkler for ulike kroppsdeler.



PearlFit Rull

Ø = 18, L = 40 cm	Art. 151112
Ø = 18, L = 50 cm	Art. 151113

PearlFit Rull kan brukes ved ulike radiologiske undersøkelser, hovedsakelig i knehasene, når pasienten ligger på ryggen.



PearlFit Fleks

6 rom, 90 x 50 x 5 cm	Art. 151118
3 rom, 50 x 50 x 7 cm	Art. 151119


PearlFit Fleks-produkter kan brukes som pute, kile eller rull. Det gjør at de egner seg til bruk ved ulike typer undersøkelser.



PearlFit Hode/nakke

Art. 151121

PearlFit Hode/nakke brukes til å støtte hodet til pasienten ved ryggeleie.



PearlFit Panne

Art. 155005

PearlFit Panne består av to deler og brukes til å støtte hodet til pasienten ved mageleie.



PearlFit Hodeinnlegg

Art. 151123

PearlFit Hodeinnlegg er formet slik at det passer til ulike spoler, støtter og holdere, og reduserer trykket på bakhodet.

Pearltec Beltesystemer

ProBelt

ProBelt er det første beltesystemet helt uten borrelåser, og det gir hygienisk fiksering av pasienten på CT-bordet. ProBelt passer til CT-bord fra ulike produsenter, ved hjelp av ulike festeanordninger.




ProBelt

200 R2 til GE
200 R3 til Siemens og Philips
200 T5 til Canon

Art. 151170
Art. 151171
Art. 151172

ProBelt festes ved å føre beltet inn i sporene i siden av pasientbordet og tilpasses til pasientens mål ved hjelp av hekter.



ProBelt Thorax

200 PFC
200 PFW

Art. 151173
Art. 151174


ProBelt Thorax forenkler fikseringen av armene mot kroppen til pasienten og er spesielt egnet til bruk ved trauma- og bukundersøkelser.



Pearltec Bordbeskyttelse

CT-bordbeskyttelse

CT-bordbeskyttelsen er laget av polyuretanfolie og finnes til bord i ulike størrelser. Utformingen gir maksimal sikkerhet samtidig som også slitestyrken og holdbarheten er svært god.




CT-bordbeskyttelse

2090 til Canon DT
2390 til Canon DT
1790 til Canon DT
1860 til Canon DT
2070 til Canon DT
400 til Canon DT

Art. 151164
Art. 151166
Art. 151165
Art. 151167
Art. 151168
Art. 151169

Flere størrelser til andre bord finnes.



iFIX Fikseringssystem

iFIX Fikseringssystem er et hygienisk alternativ til blant annet belter og teip. Systemet består av en kombinasjon av mikroborrelås og et engangsbånd i fleecematerial.



iFIX Fleece

5 (rull: 5 cm x 30 m)
15 (rull: 15 cm x 200 m)
50 (rull: 50 cm x 30 m)

Art. 163118
Art. 161604
Art. 161774

iFix Fleece finnes i tre ulike båndbredder og leveres i en eske som gjør det enkelt å trekke ut ønsket båndlengde. Verktøyet gjør det enkelt å skjære av båndet.




iFIX Feste

15 x 10 cm (8 stk)
25 x 10 cm (6 stk)
50 x 10 cm (4 stk)
75 x 10 cm (4 stk)
15 x 6 cm (3 stk)

Art. 161801
Art. 161802
Art. 161805
Art. 161807
Art. 161809

iFIX Feste er en selvheftende mikroborrelås som kan festes på pasientbordet.



iFIX Sporadapter

8/30 (4 stk)
3/30 (4 stk)

Art. 161903
Art. 166203

iFix Sporadapter er utstyrt med mikroborrelås og kan enkelt føres inn i sporene på kanten av pasientbordet.



iFIX Festeadapter

50 (4 stk)

Art. 161701

iFIX Festeadapter er utstyrt med mikroborrelås og kan festes på borrelåsflater på holdere, støtter og pasientbord.





Calmed NUF

Postboks 75, 1751 Halden

Tlf: +46 (0)31 28 17 95. Faks: +46 (0)31 28 17 99

info@calmed.se | www.calmed.se