





# Fixeringshjälpmedel vid DT- och MR-undersökningar



## Nya produkter




### ProBelt **NYHET**

#### Fullt hygieniska DT-bälten och Fixeringssystem

ProBelt är det första kardborrefria bältet för att fixera patienter på DT-bordet och fungerar med alla befintliga datortomografer.

- Hygieniskt (polyuretanfolie utan kardborreförslutningar)
- Fästanordning med adapter för alla befintliga DT-bord
- Lätt justerbart, justeras efter patientens mått med hakar



### DT-bordsskydd **NYHET**

#### DT-bordsskydden är tillverkade i polyuretanfolie och finns för olika slags DT-bord

- Hållbar yta som även tål avtorkning med 90 % alkohol
- Extra säkerhet tack vare sidoskydd
- Tillverkat i slitstarkt material och med hög kvalitet

# Pearltec Fixeringshjälpmedel

## MULTIPAD-produkter

De flexibla och lätt applicerbara Multipadprodukterna ger optimala förutsättningar när det gäller att placera och fixera patienter vid MR-undersökning av huvud och extremiteter.



### MULTIPAD Standard



Art. 151012

Storlek: 17 x 6 cm. Tjocklek 2 – 5 cm

MULTIPAD Standard lämpar sig speciellt då det inte finns några särskilda restriktioner.



### MULTIPAD Plus



Art. 151022

Storlek: 17 x 11 cm. Tjocklek 2 – 5 cm

MULTIPAD Plus lämpar sig för att fylla större mellanrum.



### MULTIPAD Slim



Art. 151071

Storlek 17 x 9 cm. Tjocklek 1 – 3 cm

MULTIPAD Slim används när det är trångt.



### MULTIPAD Öron

Art. 151104

Storlek: 17 x 10 cm. Tjocklek: 1 – 4 cm

MULTIPAD Öron är utmärkt för att fixera patientens huvud under en MR-undersökning, då man använder hörlurar eller öronsnäcka.




### MULTIPAD Bendy

Art. 151108

Storlek: 23 x 9 cm. Tjocklek: 1 – 4 cm


MULTIPAD Bendy är perfekt för ett flertal undersökningar, särskilt de där flexibla spolar används.



### MULTIPAD Research Kit

Art. 155004

MULTIPAD Research Kit är ett utrustningspaket som innehåller MULTIPAD Öron, Bendy och Slim, MULTIPAD skydd, handpump med manometer, konnektorer, slangar och slangklämmor.



## Pearltec Fixeringshjälpmedel **DT HuvudFix**

DT HuvudFix ger en integrerad, snabb och hygienisk fixering av patientens huvud under en DT-undersökning. Det passar till de flesta huvudvagnar.



### **CT HuvudFix**

Art. 151105

Fixeringshjälp för huvudet i DT huvudvagna.  
Passar de flesta huvudvagnar.



## Pearltec Fixeringshjälpmedel **CRANIA**

CRANIA produkterna erbjuder en maximal positionering och fixering av patienten vid MR-undersökningar av huvudet. Placeringen av tryckkuddarna gör att man kan dämpa patientens rörelser i tre riktningar. Därigenom reduceras rörelsepåverkan.



### **CRANIA Vuxen**

Art. 151001

Crania Vuxen lämpar sig för forskningsinriktade undersökningar så som fMRI/EEG.



### **CRANIA Barn**

Art. 151004

Crania Barn lämpar för undersökning av barn över tre år.

## Pearltec Fixeringshjälpmedel **BabyFix Kokong**

BabyFix Kokong medger en säker och varsam MR-undersökning av nyfödda.



### **BabyFix Kokong**

Art. 151107

Fixeringshjälp för nyfödda (2 – 5 kg) vid MR-undersökning.



### **Handvakumpump**

Art. 155355

Handvakumpumpen kan användas i MR-miljö.



## Pearltec Hygienskydd **Cover**

Pearltec hygienskydd gör att Multipad produkter och hörlurar kan användas på ett säkrare och bekvämare sätt för patienten.




### **Skydd för MULTIPAD**

Art. 151101

Förpackning med 100 skydd.

Engångs hygienskydd för MULTIPAD-produkter.



### **Skydd för hörlurar**

Art. 151106


Förpackning med 100 skydd.

Engångs hygienskydd för hörlurar.

# Pearltec Fixeringshjälpmedel

## PearlFit


PearlFit fixeringshjälpmedel kan användas för att åstadkomma en stabil men ändå bekväm ställning för patienten vid alla radiologiska undersökningar.



### PearlFit Kudda

22 x 8 x 1 cm	Art. 151136
27 x 6 x 1 cm	Art. 151145
30 x 11 x 2 cm	Art. 151137
30 x 20 x 4 cm	Art. 151114
50 x 20 x 4 cm	Art. 151124
50 x 30 x 7 cm	Art. 151115
50 x 30 x 10 cm	Art. 151116
50 x 50 x 5 cm	Art. 151142
130 x 60 x 10 cm	Art. 151120
200x 75 x 7 cm	Art. 151140

Beroende på storleken är PearlFit Kuddar perfekta för att stabilisera patienten utan obehagligt tryck.



### PearlFit Kil

26 x 25 x 7 cm	Art. 151117
30 x 50 x 15 cm	Art. 151138
56 x 50 x 25 cm	Art. 151132

PearlFit Kil passar för att åstadkomma en vinkel för olika kroppsdelar.



### PearlFit Rulle

Ø = 18, L = 40 cm	Art. 151112
Ø = 18, L = 50 cm	Art. 151113

PearlFit Rulle kan användas vid olika radiologiska undersökningar, främst under knäveckan, när patienten är i rygläge.



### PearlFit Flex

6-delad, 90 x 50 x 5 cm	Art. 151118
3-delad, 90 x 50 x 7 cm	Art. 151119


PearlFit Flex produkter kan användas som kudde, kil eller rulle. Det gör dem användbara för flera olika undersökningar.



### PearlFit Huvud/Nacke

Art. 151121

PearlFit Huvud/Nacke används för att stödja patientens huvud vid rygläge.



### PearlFit Panna

Art. 155005

PearlFit Panna består av två enheter och används för att stödja patients huvud i framstupa läge.



### PearlFit Huvudinlägg

Art. 151123

PearlFit Huvudinlägg är format för att passa olika spolar, vagnar och hållare för att minska trycket på huvudets baksida.

## Pearltec Bältessystem ProBelt

ProBelt är det första kardborrefria bältessystemet och ger hygienisk fixering av patienten på DT-bordet. ProBelt passar till DT-bord av skilda fabrikat med hjälp av olika fästansordningar.




### ProBelt

200 R2 för GE  
200 R3 för Siemens och Philips  
200 T5 för Canon

Art. 151170  
Art. 151171  
Art. 151172

ProBelt fästes genom att föras in i spåren längs med patientbordet och anpassas till patientens mått med hjälp av hakar.



### ProBelt Thorax

200 PFC  
200 PFW


Art. 151173  
Art. 151174

ProBelt Thorax underlättar fixeringen av armarna till patientens kropp och lämpar sig särskilt vid trauma- och bukundersökningar.



## Pearltec Bordsskydd DT-bordsskydd

DT-bordsskydd är tillverkat av polyuretan folie och finns för olika bordsstorlekar. Utformningen ger maximal säkerhet samtidigt som slitstyrka och hållbarhet har beaktats.



### DT-bordsskydd

2090 för Canon CT  
2360 för Canon CT  
1790 för Canon CT  
1860 för Canon CT  
2070 för Canon CT  
400 för Canon CT

Art. 151164  
Art. 151166  
Art. 151165  
Art. 151167  
Art. 151168  
Art. 151169

Ytterligare storlekar för andra bord finns att tillgå.



# iFIX Fixeringssystem

iFIX Fixeringssystem är ett hygieniskt alternativ till bland annat bälten och tejp. Det kombinerar mikrokarborrelås med ett engångsband i fleece.



## iFIX Fleece

5 (Rulle 5 cm x 30 m)  
15 (Rulle 15 cm x 200 m)  
50 (Rulle 50 cm x 30 m)

Art. 1631618  
Art. 1616304  
Art. 1617674

iFix Fleece finns i tre olika bandbredder och levereras i en förvaringsbox, som gör det lätt att dra ut önskad längd av bandet. Det kapas sedan lätt med ett medföljande skärverktyg.




## iFIX Häfta

15 x 10 cm (8 styck)  
25 x 10 cm (6 styck)  
50 x 10 cm (4 styck)  
75 x 10 cm (4 styck)  
15 x 6 cm (3 styck)

Art. 161801  
Art. 161802  
Art. 161805  
Art. 161807  
Art. 161809

iFIX Häfta är en självhäftande mikrokarborre som kan fästas på patientbordet.



## iFIX Spåradapter

8/30 (4 styck)  
3/30 (4 styck)

Art. 161903  
Art. 166203

iFix Spåradapter är försedd med mikrokarborrelås och kan lätt föras in i spåren längs med patient bordet.



## iFIX Häftadapter

50 (4 styck)

Art. 161701

iFIX Häftadapter är försedd med mikrokarborre och kan fästas på befintliga karborreytor på hållare, vaggor och patientbord.







**Calmed AB**

Lekullevägen 10, 436 45 Askim  
Tel 031-28 17 95. Fax 031-28 17 99  
info@calmed.se | www.calmed.se